

ガラス体積計は、クライミングにお任せください

乳脂肪分の測定を 手軽に！より便利に！

他社とは違う2つのラインナップ

詳しくは裏面を！



まずはご連絡ください

製造元



株式会社クライミング

福岡県糟屋郡新宮町上府北3-8-17

TEL:092-962-1011 FAX:092-962-1031

<http://www.climbing-web.com/>


販売店

<一括表示欄>

種類別名称	牛乳	
商品名	おいしい牛乳	
無脂乳固形分	8.3%以上	
乳脂肪分	3.5%以上	
原材料名	生乳100%	
殺菌	130℃ 2秒間	
内容量	1000ml	
賞味期限	上部シール部に記載	
保存方法	10℃以下で保存してください	
開封後の取扱	できるだけ早くお召しあがりください	
製造者	株式会社 ○○	
	○○県▲市★町**番**号	
	製造所固有記号は上部シール部に記載	

年間成分平均値
無脂乳固形分8.5%以上・乳脂肪分3.7%以上

●乳成分変動グラフ



* グラフの値は、使用する生乳の平均的な変動をあらわしています。
* 乳成分は季節により変動します。



生乳の成分は、季節・地域により変動します。
よって乳業メーカー様では、乳脂肪分の測定を行わなければなりません。
その時、ガラスのゲルベル乳脂計の出番です！

Climbingゲルベル乳脂計の特徴をご紹介します！

特徴その1：脂肪柱の調整が不要です！

体積計メーカーだからこそ出来る
内容積の調整加工技術！！

その2： ゴム栓のタイプに合わせた口元形状

なじみやすく、ゴム栓の劣化を防ぎます！！

タル型ゴム栓



金具付ゴム栓



JIS規格品

2100 ゲルベル乳脂計(タル型ゴム栓用・ゴム栓無し) 9% A(※F)

JIS R 3505 規格品

製品コード	口径 D (mm)	全長 L (mm)	目盛部分の容量 (ml)	一目盛 (ml)	目盛本数	入数	標準単価(円)
2100-01-10	24.5	195	1.125	0.0125	90	1	3,400
2100-02-10※	タル型ゴム栓	—	—	—	—	1	100

JIS規格品

2100 ゲルベル乳脂計(金具付ゴム栓用・ゴム栓無し)9% A(※F)

JIS R 3505 規格品

製品コード	口径 D (mm)	全長 L (mm)	目盛部分の容量 (ml)	一目盛 (ml)	目盛本数	入数	標準単価(円)
2100-03-10	24.5	195	1.125	0.0125	90	1	3,400
2100-04-10※	金具付ゴム栓	—	—	—	—	11	9,300

目盛合せの調整がしやすい金具付ゴム栓用です。